



Neisseria gonorrhoeae: procedure voor staalname

1. Kweek

2. PCR-test

Vrouw: Cervicale wisser (e-Swab) Man: Urethrale wisser (e-Swab)

Stap 1: Verwijder de overtollige mucus

Stap 2: Breng de wisser in het endocervicaal kanaal en roteer enkele malen

Afname urethraal exsudaat of breng na reinigen (en minstens 1 uur niet urineren) de wisser 2-4 cm in de urethra en roteer enkele malen.

Vrouw: Cervicale wisser (e-Swab)

OPGELET: urine is tot 10% minder gevoelig voor gonokokken-diagnostiek bij vrouwen

Stap 1: Verwijder de overtollige mucus

Stap 2: Breng de wisser in het endocervicaal kanaal en roteer enkele malen

Man: First-stream urinestaal

Patiënt mag 2 uur voor de afname niet geürineerd hebben. Verzamel 20 tot 30 mL FIRST-STREAM urine (= eerste deel van de urine) in een steriel potje



Wisser dient **binnen de 24 uur** in het labo toe te komen (beperkte overlevingsduur gonokokken)



Wisser dient **binnen de 24 uur** in het labo toe te komen (beperkte overlevingsduur gonokokken)



Bewaar koel tot transport naar het labo

Identificeer éénduidig met de naam van de patiënt of kleef een labosticker en schrijf de aard van het staal op het recipiënt